


Wb, Elisa용 항-AP1B1 토끼 다클론 항체 - Q10567

품목 번호: CM0020308



소개

AP1B1에 대한 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블로팅 및 ELISA에서 검증되었습니다. TGN 및 엔도솜에서 단백질 분류에 관여하는 클라트린 어댑터 서브유닛인 인간, 마우스 및 래트 AP1B1과 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	AP1B1 토끼 pAb
비고/별칭	ADTB1; BAM22; KIDAR; AP105A; CLAPB2; AP1B1
종	인간
GeneID (인간)	162
GeneID	162
면역원	합성 펩타이드 인간 AP1B1 (NP_001118.3)의 아미노산 700-800 범위 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q10567
단백질 분자량	105kDa
배송 방식	아이스백