

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Ap1G1 토끼 단일클론 항체 - O43747

품목 번호: CM0003510



소개

WB, IHC-P 및 ELISA용으로 검증된 Anti-AP1G1 토끼 단일클론 항체입니다. 사람, 쥐 및 랫트 샘플의 AP-1 복합체 서브유닛 감마-1을 인식합니다. 클라트린 매개 단백질 분류 및 운반 연구에 적합합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	AP1G1 Rabbit mAb
비고/별칭	ADTG; CLAPG1; USRISD; AP1G1
종	사람 (Human)
유전자 ID (사람)	164
유전자 ID	164
면역원	사람 AP1G1 (O43747)의 아미노산 723-822 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람 (Human), 쥐 (Mouse), 랫트 (Rat)
SWISS	O43747
단백질 분자량	91kDa
배송	아이스백 (Ice bag)