

Wb 및 Elisa용 항-Ap1M1 다클론 항체 - Q9Bxs5

품목 번호: CM0015609

소개

WB 및 ELISA용 다클론 항체인 AP1M1 토끼 pAb는 인간, 마우스 및 래트에서 AP-1 복합체 서브유닛 mu-1을 검출합니다. 단백질 분류 및 클라트린 매개 수송 연구에 사용됩니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	AP1M1 Rabbit pAb
비고/별칭	AP47, mu1A, CLTNM, MU-1A, CLAPM2, AP1M1
종	인간
유전자 ID (인간)	8907
유전자 ID	8907
면역원	인간 AP1M1 (NP_115882.1)의 아미노산 1-160에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9BXS5
단백질 분자량	49kDa
배송	아이스백