

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Ap1M2 폴리클로날 항체 - Q9Y6Q5

품목 번호: CM0029657

소개

AP1M2 (AP-1 복합체의 mu-2 서브유닛)를 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체입니다. WB, IF/ICC, ELISA에 적합하며, 인간, 마우스, 랫트와 반응합니다. 단백질 분류 및 클라트린 매개 트래픽 연구에 사용할 수 있습니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	AP1M2 Rabbit pAb
비고/별칭	mu2; MU1B; MU-1B; HSMU1B; AP1-mu2; AP1M2
종(Species)	Human
GeneID (Human)	10053
GeneID	10053
면역원(Immunogen)	인간 AP1M2 (NP_005489.2)의 아미노산 164-423에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
애플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse, Rat
SWISS	Q9Y6Q5
단백질 분자량	48kDa
배송(Shipping)	Ice bag