

Wb, Elisa용 항-Ap2A1 다클론 항체 - O95782

품목 번호: CM0025264

소개

인간 AP2A1(어댑터 단백질 복합체 2 서브유닛 알파-1)을 표적으로 하는 고품질 토끼 다클론 항체입니다. 웨스턴 블롯과 ELISA에서 검증되었으며 마우스와 랫트와 교차 반응성이 있습니다. 내포작용 및 막 수송 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	AP2A1 토끼 pAb
비고/별칭	ADTAA; CLAPAI; AP2-ALPHA; AP2A1
종	인간
유전자ID (인간)	160
유전자ID	160
면역원	인간 AP2A1 (NP_055018.2)의 아미노산 1-260에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	O95782
단백질 분자량	108kDa
배송	아이스백