

Wb, If/Icc, Elisa용 항Ap2A1 토끼 단클론 항체 - O95782

품목 번호: CM0011283

소개

WB, IF/ICC, ELISA에 사용할 수 있는 인간 AP2A1(SWISS O95782)을 표적으로 하는 재조합 토끼 단클론 항체입니다. 인간, 마우스, 쥐와 교차 반응합니다. 클라트린 매개 내포작용 및 막 수송 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	AP2A1 토끼 mAb
비고/별칭	ADTAA; CLAPA1; AP2-ALPHA; AP2A1
종	인간
유전자ID (인간)	160
유전자ID	160
면역원	재조합 단백질 인간 AP2A1(O95782)의 아미노산 1-100번에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	O95782
단백질 분자량	108kDa
배송	아이스팩