

Wb 및 Elisa용 Anti-AP2M1 단일클론 항체 - Q96Cw1

품목 번호: CM0002165



소개

인간 AP2M1 (AP-2 mu 서브유닛)에 특이적인 토끼 단일클론 항체로, 웨스턴 블롯(Western blot) 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 50kDa 단백질을 검출합니다. 엔도사이토시스 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	AP2M1 Rabbit mAb
비고/별칭	mu2; AP50; MRD60; CLAPM1; AP2M1
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	1173
유전자 ID	1173
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드 (인간 AP2M1 (Q96CW1)의 아미노산 300-400 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드)
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	Q96CW1
단백질 분자량	50kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)