

Wb 및 Elisa용 Anti-Ap2M1 토끼 다클로날 항체 - Q96Cw1

품목 번호: CM0016197



소개

클라트린 매개 엔도사이토시스(clathrin-mediated endocytosis)에 관여하는 AP-2 어댑터 복합체의 주요 서브유닛인 AP2M1을 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체입니다. 사람, 쥐, 랫트 샘플에 대한 교차 반응성이 확인되었으며 WB와 ELISA에 대해 검증되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	AP2M1 Rabbit pAb
비고/별칭	mu2; AP50; MRD60; CLAPM1; AP2M1
종	사람 (Human)
GeneID (사람)	1173
면역원	사람 AP2M1 (NP_004059.2)의 아미노산 134-433에 상응하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	다클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	사람 (Human), 쥐 (Mouse), 랫트 (Rat)
SWISS	Q96CW1
단백질 분자량	50kDa
배송	아이스백