

Anti-AP2M1 토끼 다클로날 항체 (Wb, Elisa용) - Q96Cw1

품목 번호: CM0019136



소개

CamelBio의 AP2M1 토끼 다클로날 항체는 WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 클라트린 매개 엔도사이토시스(clathrin-mediated endocytosis)에 관여하는 AP-2 복합체 mu 서브유닛을 타겟으로 합니다. 인간(Human) 샘플에 적합하며, 검출된 분자량은 50kDa입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	AP2M1 Rabbit pAb
비고/별칭	mu2; AP50; MRD60; CLAPM1; AP2M1
종(Species)	Human
GeneID (Human)	1173
GeneID	1173
면역원(Immunogen)	재조합 단백질
원천(Source)	Rabbit
카테고리	폴리클로날 항체
어플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	Human
SWISS	Q96CW1
단백질 분자량	50kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)