


Wb 및 Elisa용 항Ap2S1 토끼 단클론 항체 - P53680

품목 번호: CM0010806



소개

항AP2S1 토끼 단클론 항체, 17 kDa, 웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA에서 검증 완료. 마우스와 교차 반응하며, 클라트린 매개 내포작용과 어댑터 단백질 복합체 2 기능 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	AP2S1 토끼 mAb
비고/별칭	AP17; FBH3; HHC3; FBHOk; CLAPS2; AP2S1
종	인간
유전자ID	1175
면역원	합성 펩타이드, 인간 AP2S1 (P53680)의 아미노산 1-100 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	P53680
단백질 분자량	17kDa
배송 방식	아이스백