


Wb 및 Elisa용 Anti-AP2S1 토끼 다클로날 항체 - P53680

품목 번호: CM0015431



소개

WB 및 ELISA에 대해 검증된 AP2S1 (AP-2 복합체 서브유닛 시그마)에 대한 토끼 다클로날 항체입니다. 사람, 쥐, 및 랫트 AP2S1을 인식합니다. 면역원은 N-말단 영역을 포함하는 재조합 단백질입니다. 클라트린 매개 세포내재화(endocytosis) 및 단백질 수송 연구에 필수적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	사양
제품명	AP2S1 Rabbit pAb
비고/별칭	API7; FBH3; HHC3; FBHOK; CLAPS2; AP2S1
종(Species)	사람(Human)
유전자 ID (사람)	1175
유전자 ID	1175
면역원	재조합 단백질; 사람 AP2S1 (NP_004060.2)의 아미노산 1-142에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P53680
단백질 분자량	17kDa
배송	아이스백(Ice bag)