

Wb, Elisa용 Anti-Ap3D1 토끼 다클론 항체 - O14617

품목 번호: CM0018013



소개

WB 및 ELISA용으로 검증된 Anti-AP3D1 토끼 다클론 항체입니다. 인간 및 마우스 AP3D1과 교차 반응합니다. AP-3 어댑터 복합체, 리소좀 수송 및 Hermansky-Pudlak 증후군 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	AP3D1 토끼 pAb
비고/별칭	ADTD; HPS10; hBLVR; AP3D1
종	인간
GeneID (인간)	8943
GeneID	8943
면역원	인간 AP3D1(NP_003929.4)의 아미노산 520-700에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	O14617
단백질 중량	130kDa
배송	아이스팩