

Wb, If/Icc, Elisa용 항-Ap3S2 토끼 다클론 항체 - P59780

품목 번호: CM0021560

소개

WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증된 항-AP3S2 토끼 다클론 항체입니다. 골지체에서 리소솜으로 소포 수송에 관여하는 AP-3 복합체의 서브유닛인 인간, 마우스, 래트 AP3S2를 검출합니다. 세포 수송 및 리소솜 연구에 사용하세요.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	AP3S2 토끼 pAb
비고/별칭	AP3S3; sigma3b; AP3S2
종	인간
유전자 ID (인간)	10239
유전자 ID	10239
면역원	인간 AP3S2 (NP_005820.1)의 아미노산 1-193에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P59780
단백질 분자량	22kDa
배송 방식	아이스백