


Wb 및 Elisa용 항-Apaf1 토끼 단일클론 항체 - O14727

품목 번호: CM0008325



소개

인간 APAF1을 표적으로 하는 재조합 토끼 단일클론 항체입니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 인간 및 마우스와 교차 반응합니다. 내인성 APAF1 단백질(38-142 kDa)을 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KD 검증됨] APAF1 토끼 mAb
비고/별칭	CED4, APAF-1
종	인간
유전자 ID (인간)	317
유전자 ID	317
면역원	인간 APAF1(NP_863651.1)의 아미노산 470-600에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
출처	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	O14727
단백질 무게	38-142 kDa
배송	아이스팩