

Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Apba1 폴리클론항체 - Q02410

품목 번호: CM0023631



소개

APBA1 (MINT1/X11)를 표적으로 하는 토끼 폴리클론항체입니다. 인간 및 마우스 조직에서 IHC-P, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 시냅스 소포 엑소사이토시스, APP 처리 및 NMDA 수용체 이동 연구에 필수적인 도구입니다. 신경과학 연구에 신뢰할 수 있습니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	APBA1 Rabbit pAb
비고/별칭	X11; X11A; LIN10; MINT1; D9S411E; X11ALPHA; APBA1
종	인간
유전자 ID (인간)	320
유전자 ID	320
면역원	인간 APBA1 (NP_001154.2)의 아미노산 240-390에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론항체
적용 분야	IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q02410
단백질 분자량	93kDa
배송	아이스백