

Wb, Elisa용 항-Apbb1 토끼 다클론 항체 - O00213

품목 번호: CM0024557



소개

WB 및 ELISA 응용 분야에서 인간 APBB1(FE65)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. 마우스와 교차 반응하며 DNA 손상 반응, 전사 조절 및 알츠하이머병 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	APBB1 토끼 pAb
비고/별칭	RIR; FE65; MGC:9072; APBB1
종	인간
유전자 ID (인간)	322
유전자 ID	322
면역원	인간 APBB1 (NP_663722.1)의 아미노산 359-708에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	O00213
단백질 분자량	77kDa
배송	아이스백