


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Apc 폴리클론항체 - P25054

품목 번호: CM0025687



소개

WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 대해 검증된 Anti-APC 폴리클론항체. 인간, 마우스, 래트 APC(312 kDa)와 반응. 종양 억제, Wnt 신호 전달, 세포 이동 연구에 적합.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	APC Rabbit pAb
비고/별칭	GS; DP2; DP3; BTPS2; DESMD; DP2.5; PPP1R46; APC
종	인간
GeneID (인간)	324
GeneID	324
면역원	제조합 단백질. 인간 APC (NP_000029.2)의 아미노산 2600-2760에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P25054
단백질 분자량	312kDa
배송	아이스백