


Wb, If-P, Ihc-P, Elisa용 항Apc 토끼 단클론 항체 - P25054

품목 번호: CM0005625



소개

인간 APC(선종성 용종증 대장균) 단백질에 대한 토끼 단클론 항체로, WB, IF-P, IHC-P 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트와 교차 반응합니다. 종양 억제인자 및 Wnt 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	APC 토끼 mAb
비고/별칭	GS; DP2; DP3; BTPS2; DESMD; DP2.5; PPP1R46; APC
종	인간
유전자ID	324
면역원	재조합 단백질 인간 APC(NP_000029.2)의 아미노산 2600-2760에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P25054
단백질 분자량	312kDa
배송 방식	아이스 팩