


Wb, Ip, Elisa용 Anti-Apc Rabbit Monoclonal Antibody - P25054

품목 번호: CM0002567



소개

Wnt 신호 전달 경로의 종양 억제자인 인간 APC (adenomatous polyposis coli)에 대한 토끼 단일클론 항체입니다. WB, IP, ELISA에 대해 검증되었으며, 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 암 연구용입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	APC Rabbit mAb
비고/별칭	GS; DP2; DP3; BTPS2; DESMD; DP2.5; PPP1R46; APC
종	인간
GeneID (Human)	324
GeneID	324
면역원	인간 APC (NP_000029.2)의 아미노산 1-100에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용 분야	WB, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P25054
단백질 분자량	312kDa
배송	아이스백