


Anti-Apcs Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - P02743

품목 번호: CM0023156



소개

인간 APCS(Serum amyloid P-component)를 표적으로 하는 고품질 토끼 폴리클론항체. 인간, 마우스, 랫트 샘플에서 WB, IHC-P, ELISA로 검증됨. 진단 분석 개발 및 연구에 적합.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	APCS Rabbit pAb
비고/별칭	SAP; PTX2; HEL-S-92n; APCS
종	인간
유전자 ID (인간)	325
유전자 ID	325
면역원	합성 펩타이드 인간 APCS (NP_001630.1)의 아미노산 1-223에 해당하는 서열의 합성 펩타이드.
원천	토끼
카테고리	폴리클론항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	P02743
단백질 분자량	25kDa
배송	아이스백