


Anti-Apex1/Ape1 폴리클론항체 For Wb, If/Icc, Elisa - P27695

품목 번호: CM0015642



소개

인간 APEX1/APE1 (SWISS P27695)를 표적하는 토끼 폴리클론항체로, WB, IF/ICC, ELISA에 적합합니다. 36kDa DNA 복구 뉴클레아제/레독스 조절인자를 인식하며, BER 경로 및 산화 스트레스 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	APEX1/APE1 Rabbit pAb
비고/별칭	APE; APX; APE1; APEN; APEX; HAP1; REF1; APEX1/APE1
종	인간
GeneID (Human)	328
GeneID	328
면역원	인간 APEX1/APE1 (NP_542380.1)의 아미노산 1-318에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
카테고리	폴리클론항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P27695
단백질 분자량	36kDa
배송	아이스백