


Anti-Apex1/Ape1 Rabbit Polyclonal Antibody (Ko 검증됨) For Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P27695

품목 번호: CM0026130



소개

KO 검증된 인간 APEX1/APE1 (AP endonuclease 1, REF1)에 대한 토끼 폴리클로날항체입니다. 36 kDa 밴드를 검출합니다. 산화 스트레스 및 DNA 수복 연구에서 WB, IF/ICC, IP, ELISA에 이상적입니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	[KO 검증됨] APEX1/APE1 Rabbit pAb
비고/별칭	APE; APX; APE1; APEN; APEX; HAP1; REF1; E1
종	인간
Gene ID (Human)	328
Gene ID	328
면역원	인간 APEX1/APE1 (NP_542380.1)의 아미노산 1-318에 해당하는 서열을 포함하는 재조합-융합 단백질.
원산지	토끼
카테고리	폴리클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P27695
단백질 분자량	36kDa
배송	아이스백