


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Aph1A 토끼 다클론 항체 - Q96Bi3

품목 번호: CM0018321



소개

APH1A 토끼 pAb는 감마-세크레타제 소단위체 APH1A를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. 인간 및 마우스 반응성을 가지며 WB, IF/ICC, ELISA에 적합합니다. Notch 및 APP 절단 경로 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	APH1A 토끼 pAb
비고/별칭	APH-1; APH-1A; CGI-78; 6530402N02Rik; APH1A
종	인간
GeneID (인간)	51107
GeneID	51107
면역원	합성 펩타이드 인간 APH1A(NP_001071096.1)의 아미노산 200번부터 C-말단까지의 서열에 해당하는 합성 펩타이드
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q96BI3
단백질 분자량	29kDa
배송	아이스팩