

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Apip 폴리클로날 항체 - Q96Gx9

품목 번호: CM0028244



소개

사람 APIP (methylthioribulose-1-phosphate dehydratase)에 대한 고품질의 토끼 폴리클로날 항체입니다. WB, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증되었으며 마우스 및 쥐와 교차 반응성을 가집니다. 메티오닌 회수 및 세포자멸 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	APIP Rabbit pAb
비고/별칭	APIP2; CGI29; hAPIP; CGI-29; MMRP19; APIP
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	51074
GeneID	51074
항원(Immunogen)	사람 APIP (NP_057041.2)의 아미노산 1-242에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	Q96GX9
단백질 분자량(Protein Weight)	27kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)