


Anti-Apitd1 Rabbit Pab - Q8N2Z9

품목 번호: CM0025855



소개

인간 APITD1 (CENPS)에 대한 다클로널 항체로, 판코니 빈혈 경로 및 키네토코어 조립의 핵심적인 역할을 합니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	APITD1 Rabbit pAb
비고/별칭	MHF1; APITD1; CENP-S; FAAP16
종	Human
GeneID (Human)	378708
GeneID	378708
면역원	인간 APITD1 (NP_954988.1)의 아미노산 1-138에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	Human
SWISS	Q8N2Z9
단백질 분자량	16kDa
배송	아이스 팩