

Wb, Elisa용 Anti-Aplf Rabbit Polyclonal Antibody - Q8Iw19

품목 번호: CM0020106



소개

Western blot (WB) 및 ELISA용으로 검증된 Anti-APLF rabbit polyclonal antibody입니다. Rat 교차 반응성을 가지며 human APLF를 검출합니다. DNA 손상 복구, 히스톤 세퍼론 및 NHEJ 연구에 이상적입니다. 57 kDa.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	APLF Rabbit pAb
비고/별칭	APFL; PALF; Xip1; ZCCHH1; C2orf13; APLF
종(Species)	Human
GeneID (Human)	200558
GeneID	200558
면역원(Immunogen)	Human APLF (NP_775816.1)의 아미노산 200-380에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Rat
SWISS	Q8IW19
단백질 분자량(Protein Weight)	57kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)