


Anti-Aplp1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P51693

품목 번호: CM0026913



소개

인간 APLP1 (아밀로이드 베타 전구체 유사 단백질 1)을 표적하는 토끼 폴리클론항체. WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증됨; 마우스 및 래트와 교차 반응. 신경과학 및 세포사멸 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	APLP1 Rabbit pAb
비고/별칭	APLP; APLP1
종	인간
유전자 ID (인간)	333
유전자 ID	333
면역원	인간 APLP1 (NP_005157.1)의 아미노산 285-490에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P51693
단백질 분자량	72kDa
배송	아이스백