

Wb, If/Icc, Elisa용 항-Aplp2 토끼 다클론 항체 - Q06481

품목 번호: CM0030576



소개

WB, IF/ICC, ELISA에 사용할 수 있는 고품질 APLP2 토끼 다클론 항체로, 사람, 마우스, 쥐와 교차 반응합니다. 아밀로이드 및 지혈 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	APLP2 토끼 pAb
비고/별칭	APPH, APPL2, CDEBP, APLP-2, APLP2
종	사람
유전자 ID (사람)	334
유전자 ID	334
면역원	사람 APLP2 (NP_001633.1)의 아미노산 370-580에 해당하는 서열을 포함한 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 쥐
SWISS	Q06481
단백질 분자량	87kDa
배송 방식	아이스 팩