


Anti-Apoa1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - P02647

품목 번호: CM0014824



소개

WB, IHC-P 및 ELISA에 검증된 Anti-APOA1 토끼 다클로날 항체입니다. 인간 APOA1을 검출하며 마우스 및 쥐와 교차 반응성을 나타냅니다. 지질 대사, 동맥 경화증 및 심혈관 질환 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	APOA1 Rabbit pAb
비고/별칭	HPALP2; apo(a); APOA1
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	335
항원	인간 APOA1 (NP_000030.1)의 아미노산 25-267을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	P02647
단백질 분자량	28kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)