

Wb, Elisa용 항Apoa4 토끼 단클론 항체 - P06727

품목 번호: CM0007370



소개

인간 APOA4에 대한 재조합 토끼 단클론 항체입니다. WB 및 ELISA에서 검증되었습니다. 지질 대사 연구, 콜레스테롤 수송 연구 및 진단 개발에 이상적입니다. 인간 샘플에서 작동하며 아미노산 21-396을 표적으로 하는 고친화성 항체로, 약 45kDa 단백질을 인식합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	APOA4 토끼 mAb
비고/별칭	APOA4
종	인간
유전자 ID (인간)	337
유전자 ID	337
면역원	재조합 단백질 (인간 APOA4 (NP_000473.2)의 아미노산 21-396에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질)
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P06727
단백질 분자량	45kDa
배송 방식	아이스 팩