

Anti-Apoa5 폴리클로날 항체 (Wb, Elisa용) - Q6Q788

품목 번호: CM0018252

소개

인간 APOA5를 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체로, 웨스턴 블롯팅 및 ELISA 검증 완료. 중성지방 대사의 주요 조절자인 인간 및 마우스 APOA5를 인식합니다. 지질 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	APOA5 Rabbit pAb
비고/별칭	RAP3; APOAV; APOA5
종	인간
유전자 ID	116519 (인간)
면역원	인간 APOA5 (NP_443200.2)의 아미노산 207-366에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q6Q788
단백질 분자량	41kDa
배송	아이스백