


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Apob 토끼 다클론 항체 - P04114

품목 번호: CM0023089



소개

인간 APOB(apoB-100/apoB-48)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 랫드 APOB를 검출합니다. 지질 대사, 죽상경화증 및 심혈관 질환 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	APOB 토끼 pAb
비고/별칭	FLDB; FCHL2; LDLCQ4; apoB-48; apoB-100
종	인간
GeneID (인간)	338
GeneID	338
면역원	인간 APOB(NP_000375.3)의 1890-2190번 아미노산 서열에 해당하는 재조합 단백질 / 재조합 융합 단백질
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P04114
단백질 분자량	516kDa
배송	아이스팩