


Anti-Apob Rabbit Polyclonal Antibody (Wb, If/Icc, Elisa) - P04114

품목 번호: CM0018369



소개

인간 Apolipoprotein B (ApoB)에 대한 고품질 Rabbit Polyclonal Antibody로, WB, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 516 kDa의 단백질 무게를 가진 인간, 마우스, 래트 ApoB를 인식합니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	ApoB Rabbit pAb
비고/별칭	FLDB, FCHL2, LDLCQ4, apoB-48, apoB-100, ApoB
종	인간
GeneID (Human)	338
GeneID	338
면역원	인간 ApoB (NP_000375.3)의 아미노산 28-330에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
응용 분야	웨스턴 블롯(WB), 면역형광/면역세포화학(IF/ICC), ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P04114
단백질 무게	516 kDa
배송	아이스백