


Wb 및 Elisa용 항-Apobec2 토끼 다클론항체 - Q9Y235

품목 번호: CM0020431



소개

인간 APOBEC2(ARP1/ARCD1)에 대한 토끼 다클론항체로, WB와 ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트와 교차반응합니다. 후성유전학 및 근육생물학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	APOBEC2 토끼 다클론항체
비고/별칭	ARP1; ARCD1; APOBEC2
종	인간
유전자 ID (인간)	10930
유전자 ID	10930
면역원	인간 APOBEC2(NP_006780.1)의 아미노산 1-224번 서열을 포함하는 재조합 융합단백질
생산원	토끼
카테고리	다클론항체
적용 분야	WB, ELISA
교차반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9Y235
단백질 분자량	26kDa
배송 방식	아이스백