


Wb & Elisa용 Anti-Apobec3A 토끼 다클로날 항체 - P31941

품목 번호: CM0018449



소개

웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA용 인간 APOBEC3A (A3A)에 대한 토끼 다클로날 항체입니다. 항바이러스 방어 및 레트로트랜스포존 제한에 관여하는 23 kDa DNA 편집 효소를 인식합니다. 인간과 교차 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	APOBEC3A Rabbit pAb
비고/별칭	A3A; ARP3; PHRBN; bK150C2.1; APOBEC3A
종(Species)	Human (인간)
GeneID (Human)	200315
GeneID	200315
면역원(Immunogen)	재조합 단백질 인간 APOBEC3A (NP_663745.1)의 아미노산 1-199에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	Rabbit (토끼)
카테고리	Polyclonal Antibodies (다클로날 항체)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human (인간)
SWISS	P31941
단백질 분자량	23kDa
배송(Shipping)	아이스백