


Wb용 항-Apobec3B 단일클론 항체 - Q9Uh17

품목 번호: CM0006634



소개

WB 및 ELISA에 대해 검증된 고품질 항-APOBEC3B 토끼 단일클론 항체입니다. 항바이러스 선천면역 및 레트로트랜스포존 제한에 관여하는 DNA 탈아미노화효소인 인간 APOBEC3B와 반응합니다. 재조합 면역원(아미노산 120-220).

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	APOBEC3B 토끼 mAb
비고/별칭	A3B; ARP4; ARCD3; PHRBNL; APOBEC1L; bK150C2.2; DJ742C19.2; APOBEC3B
종	인간
유전자 ID (인간)	9582
유전자 ID	9582
면역원	재조합 단백질
출처	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q9UH17
단백질 분자량	46kDa
배송	아이스팩