

Wb용 Anti-Apobec3C 폴리클로날 항체 - Q9Nrww3

품목 번호: CM0015399



소개

WB, IF/ICC, IP 및 ELISA에 대해 검증된 Anti-APOBEC3C 토끼 폴리클로날 항체입니다.

레트로바이러스 및 레트로트랜스포손을 제한하는 DNA 시티딘 데아미나제인 인간 APOBEC3C를 검출합니다. 항바이러스 면역 및 후성유전학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	APOBEC3C Rabbit pAb
비고/별칭	A3C; PBI; ARP5; ARDC2; ARDC4; APOBEC1L; bK150C2.3; APOBEC3C
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	27350
항원	인간 APOBEC3C (NP_055323.2)의 아미노산 1-190에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	Q9NRW3
단백질 분자량	23kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)