

Anti-Apobec3D Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q96Ak3

품목 번호: CM0012837

소개

인간 APOBEC3D를 표적으로 하는 토끼 폴리클론 항체로, WB 및 ELISA에 대해 검증됨. 생쥐 및 쥐와 교차 반응함. 레트로바이러스 제한 및 선천성 면역 연구에 이상적. CamelBio의 IVD 원료 공급 전문성을 바탕으로 함.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	APOBEC3D Rabbit pAb
비고/별칭	A3D; A3DE; ARP6; APOBEC3E; APOBEC3DE; APOBEC3D
종	인간
GeneID (인간)	140564
GeneID	140564
면역원	인간 APOBEC3D (NP_689639.2)의 아미노산 207-386에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐, 쥐
SWISS	Q96AK3
단백질 분자량	47kDa
배송	아이스백