

Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Apobec3G 토끼 다클론 항체 - Q9Hc16

품목 번호: CM0013480



소개

WB, IHC-P, ELISA에서 검증된 토끼 다클론 항-APOBEC3G 항체. 항바이러스 활성을 가진 46kDa 시티딘 디아미나아제를 인식하며 인간, 마우스, 래트와 교차반응합니다. 레트로바이러스 제한 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	APOBEC3G 토끼 pAb
비고/별칭	A3G; ARCD; ARP9; ARP-9; CEM15; CEM-15; MDS019; bK150C2.7; dJ494G10.1; APOBEC3G
종	인간
GeneID (인간)	60489
GeneID	60489
면역원	인간 APOBEC3G (NP_068594.1)의 아미노산 60-330에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9HC16
단백질 분자량	46kDa
배송	아이스 팩