

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Apobec3G Rabbit Polyclonal Antibody - Q9Hc16

품목 번호: CM0017344



소개

WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에서 검증된 고품질 토끼 폴리클로날 anti-APOBEC3G 항체. HIV-1 및 기타 레트로바이러스를 억제하는 핵심 선천 면역 인자인 사람, 마우스, 랫드 APOBEC3G를 인식합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	APOBEC3G Rabbit pAb
비고/별칭	A3G; ARCD; ARP9; ARP-9; CEM15; CEM-15; MDS019; bK150C2.7; dJ494G10.1; APOBEC3G
종	사람
GeneID (사람)	60489
GeneID	60489
면역원	합성 펩타이드
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 랫드
SWISS	Q9HC16
단백질 분자량	46kDa
배송	아이스백