

Ihc-P 및 Elisa용 Anti-Apoc1 Rabbit Polyclonal Antibody - P02654

품목 번호: CM0027119



소개

인간 Apolipoprotein C-I (APOC1)에 대한 토끼 폴리클론 항체로, IHC-P 및 ELISA 적용 분야에서 검증됨. 인간 및 쥐 APOC1을 검출하며, 이는 혈장 지질 대사의 주요 조절자입니다. 심혈관 및 지질단백질 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	APOC1 Rabbit pAb
비고/별칭	Apo-CI, ApoC-I, apo-CIB, apoC-IB, APOC1
종	인간
유전자 ID	341
면역원	인간 APOC1 (NP_001636.1)의 아미노산 1-83에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 용합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
적용 분야	IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 쥐
SWISS	P02654
단백질 분자량	9kDa
배송	아이스팩