

웨스턴 블롯, If/Icc, Elisa용 Anti-Apoe 단클론 항체 - P02649

품목 번호: CM0009084



소개

웨스턴 블롯, IF/ICC, ELISA에서 검증된 고품질 토끼 단클론 anti-APOE 항체. 지질 수송 및 알츠하이머병 연구와 관련된 인간 APOE 단백질(36 kDa)을 인식합니다. IVD 및 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	APOE Rabbit mAb
비고/별칭	AD2, LPG, APO-E, ApoE4, LDLQC5
종	인간
GeneID (인간)	348
GeneID	348
면역원	인간 APOE (NP_000032.1)의 아미노산 19-317에 해당하는 재조합 단백질
원천	토끼
범주	단클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P02649
단백질 분자량	36kDa
배송	아이스백