

Anti-Apoe Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P02649

품목 번호: CM0014701



소개

Anti-APOE 토끼 폴리클론항체는 WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 랫드 APOE와 반응합니다. 지질 대사, 알츠하이머병, 심혈관 및 신경학적 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	APOE Rabbit pAb
비고/별칭	AD2; LPG; APO-E; ApoE4; LDLQC5; APOE
종	인간
GeneID	348
면역원	재조합 단백질 인간 APOE의 아미노산 41-307에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 (NP_000032.1).
원산지	토끼
카테고리	폴리클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P02649
단백질 분자량	36 kDa
배송	아이스백