

Wb, Elisa용 항 Apoer2/Lrp8 토끼 단클론 항체 - Q14114

품목 번호: CM0004609



소개

인간 ApoER2/LRP8을 표적으로 하는 고친화성 토끼 단클론 항체로, 웨스턴 블롯팅 및 ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스, 래트 LRP8을 검출합니다. 릴린 신호 전달, 신경 발생, 바이러스 침입 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ApoER2/LRP8 토끼 mAb
비고/별칭	MCII; LRP-8; APOER2; HSZ75190; ApoER2/LRP8
종	인간
유전자 ID (인간)	7804
유전자 ID	7804
면역원	합성 펩타이드 인간 ApoER2/LRP8 (Q14114)의 아미노산 864-963 영역 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드입니다.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q14114
단백질 분자량	106kDa
배송 방법	아이스 팩