


Anti-Apoer2/Lrp8 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If, Ihc, Elisa - Q14114

품목 번호: CM0015479



소개

인간 ApoER2/LRP8를 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체로, WB, IF, IHC, ELISA에 대해 검증되었으며 쥐(Rat)와 교차 반응성을 가집니다. Reelin 신호 전달 및 바이러스 침투 연구에 적합합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	ApoER2/LRP8 Rabbit pAb
비고/별칭	MCII; LRP-8; APOER2; HSZ75190; ApoER2/LRP8
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	7804
GeneID	7804
면역원(Immunogen)	인간 ApoER2/LRP8 (NP_004622.2)의 아미노산 900부터 C-말단까지의 서열에 해당하는 합성 펩타이드입니다.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 쥐(Rat)
SWISS	Q14114
단백질 분자량	106kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)