

Anti-Apoh Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - P02749

품목 번호: CM0013546



소개

WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증된 고품질 anti-APOH 토끼 폴리클로날 항체. 인간 및 마우스 샘플에서 응고 조절에 필수적인 베타-2-글리코프로테인 1 (Apo-H)을 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	APOH Rabbit pAb
비고/별칭	BG; B2G1; B2GP1; APOH
종	인간
GeneID (Human)	350
GeneID	350
면역원	인간 APOH (NP_000033.2)의 아미노산 21-345에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P02749
단백질 무게	38kDa
배송	아이스백