


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Apolipoprotein A1/Apoa1 단일클론 항체 - P02647

품목 번호: CM0005464



소개

WB, IF/ICC, ELISA에서 인간, 마우스, 래트에 대해 검증된 고품질 Anti-Apolipoprotein A1/APOA1 Rabbit 단일클론 항체. 콜레스테롤 대사, 지질 운반 및 심혈관 질환 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Apolipoprotein A1/APOA1 Rabbit mAb
비고/별칭	HPALP2; apo(a); Apolipoprotein A1/APOA1
종	인간
GeneID (인간)	335
GeneID	335
면역원	재조합 단백질 인간 Apolipoprotein A1/APOA1 (NP_000030.1)의 아미노산 25-267에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P02647
단백질 분자량	28kDa
배송	아이스백