

## Wb, If/Icc, Elisa용 아포리포단백질 A2 폴리클로날 항체 - P02652

품목 번호: CM0014641

### 소개

인간 아포리포단백질 A2 (ApoA-II)를 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체로, 웨스턴 블롯, 면역형광/면역세포화학, ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. HDL 대사, 지질 전달 및 심혈관 질환 연구에 유용합니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수                     | 값                                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 제품명                      | Apolipoprotein A2 Rabbit pAb                                        |
| 비고/별칭                    | apoAII; Apo-AII; ApoA-II; Apolipoprotein A2                         |
| 종(Species)               | 인간(Human)                                                           |
| GeneID (인간)              | 336                                                                 |
| GeneID                   | 336                                                                 |
| 면역원(Immunogen)           | 합성 펩타이드 인간 아포리포단백질 A2 (NP_001634.1)의 아미노산 1-100 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드. |
| 공급원(Source)              | 토끼(Rabbit)                                                          |
| 카테고리                     | 폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)                                     |
| 애플리케이션(Application)      | WB, IF/ICC, ELISA                                                   |
| 교차 반응성(Cross Reactivity) | 인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)                                      |
| SWISS                    | P02652                                                              |
| 단백질 분자량                  | 17kDa                                                               |
| 배송(Shipping)             | 아이스백(Ice bag)                                                       |