

Wb, If-P, Elisa용 항-아포지단백질 A2 토끼 단일클론 항체 - P02652

품목 번호: CM0009060

소개

사람 아포지단백질 A2(Apolipoprotein A2, apoA-II)를 표적으로 하는 재조합 토끼 단일클론 항체로, WB, IF-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 사람, 마우스, 랫드 ApoA2를 검출합니다. ApoA2는 지질 수송 및 대사에 관여하는 주요 HDL 아포지단백질로, 이 항체는 심혈관 및 대사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	아포지단백질 A2 토끼 단일클론 항체
비고/별칭	apoAII; Apo-AII; ApoA-II; Apolipoprotein A2
종	사람
GeneID	336
면역원	사람 아포지단백질 A2(NP_001634.1)의 아미노산 1-110에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
생산원	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 랫드
SWISS	P02652
단백질 분자량	17 kDa
배송	아이스팩