


Wb 및 Elisa용 항아포지단백질 B(Apob) 단일클론 항체 - P04114

품목 번호: CM0008118



소개

랫트 교차반응성이 확인된 WB 및 ELISA 검증 ApoB 토끼 단일클론 항체입니다. 수용체 결합과 콜레스테롤 수송을 매개하는 주요 LDL 단백질인 인간 ApoB(516 kDa)를 인식합니다. 심혈관 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	ApoB 토끼 mAb
비고/별칭	FLDB; FCHL2; LDLQC4; apoB-48; apoB-100; ApoB
종	인간
유전자 ID	338
면역원	인간 ApoB(P04114)의 아미노산 50-150 영역 내 합성 펩타이드
숙주	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차반응성	랫트
SWISS	P04114
단백질 분자량	516 kDa
배송	아이스팩